

IHRE BESTELLUNG

Art.Nr.	Beschreibung	Preis (netto)	Menge
KV 130 06 0115	CERA Trio RA 6er Set Keramik-Polierer für die Praxis	€ 41,90	

Angebot gültig, solange der Vorrat reicht.



Praxis

Ansprechpartner

Straße


PLZ/Ort

Telefon

Fax / Email


Fax 04172 - 98 78 012

VOSS DENTAL
Zahnärztliche Instrumente GbR
Birkenweg 3 · 21376 Salzhäusen
Telefon 04172 - 98 78 00
info@voss-dental.de
www.voss-dental.de



VOSSDENTAL
Zahnärztliche Instrumente

PRODUKTHIGHLIGHTS WINTER 2015




2 x *grob*

2 x *mittel*

2 x *fein*

€ 41,90

netto/6 Stk.
im Kunststoffcase




CERA Trio RA
Keramik-Polierer für die Praxis
Polierer & Bürste in Einem!
2 x 3 Stück im Set

Bewährte Qualität seit 1961



CERA Trio RA - Polierer & Bürste in Einem!

Keramik-Polierer für die Praxis



CERA Trio RA Features


- ✓ Schnelle Korrekturen ohne zusätzlichen Glanzbrand
- ✓ Finale Oberflächenqualität entspricht Glanzbrand
- ✓ Diamantkörnung für eine effektive Politur
- ✓ Einfachste Anwendung ohne Instrumentenwechsel
- ✓ Mehrfach einsetzbar

Über die CERA Trio RA Keramik-Polierer

Neuartige diamantierte Polierer für die Keramikbearbeitung direkt beim Patienten.

Drei äußerst flexible Polierer in unterschiedlichen Körnungen zum Abtragen, Polieren und Hochglanz.

Kein weiteres Instrument ist nach der Bearbeitung mehr erforderlich.



Artikelnummer	Maße (mm)	Körnung
		Abtragen
KV CeT RA 14 dg	14 x 1,6	grob
		Polieren
KV CeT RA 14 dmf	14 x 1,6	mittel
		Hochglanz
KV CeT RA 14 dmf	14 x 1,6	fein

Empfohlene RPM: 7.000 - 12.000 | Max. RPM: 20.000

Mit dem Faxformular auf der Rückseite können Sie den angebotenen Artikel schnell und unkompliziert bei uns bestellen!

