

# IHRE BESTELLUNG

Art.Nr.	Beschreibung	Preis (netto)	Menge
KV 130 12 0715	KV Metall Duo 12er Set Metall-Polierer für die Praxis	€ 23,90	

Angebot gültig, solange der Vorrat reicht.



Praxis

Ansprechpartner

Straße


PLZ/Ort

Telefon

Fax / Email

**Fax 04172 - 98 78 012**

**VOSS DENTAL**  
**Zahnärztliche Instrumente GbR**  
Birkenweg 3 · 21376 Salzhäusen  
Telefon 04172 - 98 78 00  
info@voss-dental.de  
www.voss-dental.de



**VOSS DENTAL**  
Zahnärztliche Instrumente

## PRODUKTHIGHLIGHTS SOMMER 2015

8 x **mittel**

4 x **fein**



*Die Klassiker  
„Brownie & Greenie“  
in neuer Ausführung!*

**€ 23,90**

netto/12 Stk.  
im Kunststoffcase

**KV Metall Duo**  
**Polierer & Bürste in Einem!**

**Gold, Amalgam & NEM Polierer für die Praxis**


Bewährte Qualität seit 1961



# Metall Duo RA

Polierer & Bürste in Einem!

## Metall-Polierer für die Praxis



### Metall Duo RA Features

- ✓ Extrem hohe Standzeit
- ✓ Siliziumcarbid Körnung
- ✓ Einfachste Anwendung  
ohne Instrumentenwechsel
- ✓ Mehrfach einsetzbar für die Politur von Gold,  
Amalgam und NEM

### Über die Metall Duo RA Keramik-Polierer

Neuartige Polierer für die Metallbearbeitung  
direkt beim Patienten.

Äußerst flexible Polierer in unterschiedlichen Kör-  
nungen zum Polieren und Hochglanz.

Kein weiteres Instrument ist nach der Bearbeitung  
mehr erforderlich.

### Weitere diamantierte Ausführungen lieferbar

- ☺ Für Keramik: **Cera Trio RA**
- ☺ Für Composit: **Compo Twins**

**€ 41,90**

netto/6 Stk. im Kunststoffcase



Okklusal



Inzisal



Labial




Bukkal



Lingual



Approximal



Artikelnummer	Maße (mm)	Körnung
KV MeD RA BV 14	14 x 1,6	<b>Polieren</b> mittel
KV MeD RA GH 14	14 x 1,6	<b>Hochglanz</b> fein

Empfohlene RPM: 7.000 - 12.000 | Max. RPM: 20.000

Mit dem Faxformular auf der Rückseite  
können Sie den angebotenen Artikel schnell  
und unkompliziert bei uns bestellen!

