

IHRE BESTELLUNG

| Art.Nr. | Beschreibung | Preis (netto) | Menge |
|----------------|---------------------------------------|---------------|--------|
| KV 130 06 1208 | Satz zur Bearbeitung von Kunststoffen | | €59,90 |
| KV 130 06 0211 | Satz zur Bearbeitung von NEM | | €69,90 |
| KV 130 06 0515 | Satz zur Bearbeitung von Keramik | | €79,90 |

VOSS SPECIAL:

Bei Abnahme von zwei Sätzen erhalten Sie **100 Prophylaxe-Polierer gratis** von uns dazu!

Bei Abnahme von allen drei Sätzen erhalten Sie **200 Prophylaxe-Polierer** nach Wahl **gratis** von uns dazu!



KV 1229 RA 2 **blau** (hart)

KV 1229 RA 3 **lila** (mittel)

KV 1229 RA 6 **pink** (weich)

Praxis

Straße


PLZ / Ort

Telefon

Fax / Email

Fax 04172 - 98 78 012

VOSS DENTAL
Zahnärztliche Instrumente GbR
 Birkenweg 3 · 21376 Salzhausen
 Telefon 04172 - 98 78 00
 info@voss-dental.de
 www.voss-dental.de



Angebote gültig, solange der Vorrat reicht.



VOSS DENTAL
 Zahnärztliche Instrumente

PRODUKTHIGHLIGHTS HERBST 2015



Keramiksatz 6-teilig

KV 130 06 0515

€ 79,90 netto

NEM Satz 6-teilig

KV 130 06 0211

€ 69,90 netto

Kunststoffsatz 6-teilig

KV 130 06 1208

€ 59,90 netto

6-teilige Bearbeitungssätze

im sterilisierbarem Alu-Ständer
 zur Bearbeitung von Keramik, NEM und Kunststoffen

Bewährte Qualität seit 1961



PRODUKTHIGHLIGHTS HERBST 2015

6-teilige Bearbeitungssätze im Alu-Ständer für Keramik, NEM und Kunststoffe

Entdecken Sie unsere drei unterschiedlichen VOSS Bearbeitungssätze zum unschlagbaren Preis. 6-teilige Sets in robusten und sterilisierbaren Aluminiumständern, zur Bearbeitung von Keramik, Kunststoffen oder NEM.

Satz zur Bearbeitung von Keramik



Dieser Satz enthält drei diamantierte Polierer zur Formgebung, Politur und Glanzbrand-Gebung. Ein zusätzlicher Polierer, in spitzer Ausführung, eignet sich hervorragend zum Einsatz in der Krone. Ein synthetisch gebundenes und diamantiertes Steinchen, für einen hohen Abtrag, bei minimierter Hitze-

entwicklung sowie eine diamantierte Scheibe zum Separieren, runden das Set ab.

KV 130 06 0515

netto € 79,90



Empfohlene Drehzahlen:

Fräser: max. 20.000 min⁻¹

Polierer: 8.000 - 20.000 min⁻¹

Diamantscheibe: max. 15.000 min⁻¹

Satz zur Bearbeitung von NEM

In diesem praktischen Ständer finden Sie drei Fräser, zwei blaue Polierer und einen grünen, für die Ausarbeitung, bis hin zur Hochglanzpolitur.

Die Fräser bieten durch ihre spezielle Verzahnung und Beschichtung eine hervorragende Voraussetzung für die Verarbeitung von Nichtelegmetallen.

KV 130 06 0211

netto € 69,90



Satz zur Bearbeitung von Kunststoffen



Das Set besteht aus zwei Fräsern zur Ausarbeitung und Nachbearbeitung von Kunststoffen, zwei aufeinander abgestimmten Polierern zum Glätten und Hochglanzpolieren, sowie zwei Filzschwabbel zur Hochglanzpolitur von schwer zugänglichen Bereichen. Durch den Schleifmittelzusatz erzielen Sie

optimale Ergebnisse, ohne großen Arbeitsaufwand.

KV 130 06 1208

netto € 59,90

Unser Tipp

Mit dem Faxformular auf der Rückseite können Sie den angebotenen Artikel schnell und unkompliziert bei uns bestellen!

